

ATLANTIS™ ISUS Kompatibilität – Implantatsysteme Basis Sortiment



Hersteller/ Unternehmen	Implantatsystem	Implantat- niveau	Abutment- niveau	Verfügbarkeit ATLANTIS™ ISUS Prothetikschaube Schraube	Bestellnummer des Herstellers/ Unternehmens ¹
BioComp	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG				
	D4 Implantatniveau	x			BC-1819-225220
	D5.2 Implantatniveau	x			BC-1819-225220
	EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG				
BioHorizons	D4/D5.2 Abutmentniveau		x		BC-1824-282015
	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG				
	Internal/Tapered 3.5, 4.5, 5.7	x			PXAS
	Internal/Tapered Single 3.5, 4.5, 5.7	x			PXAS
	Internal D3.5/D4.5/D5.7 Abutment für Schraube		x		PXAS
	D3.5/D4.5/D5.7 Angled Abutment für Schraube		x		PXAS
	EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG				
	External Implant 3.5	x			130-300
	External Implant 4.0, 5.0	x			140-300
	External D6	x			140-300
	External D3.5/D4.5/D5.7 Abutment für Schraube		x		222-110
External D5 Abutment für Schraube		x		222-110	
Biomet 3i	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG				
	Certain™ 3.25, 4.0, 4/3, 5.0, 5/4, 6.0	x			IUNIHT
	Certain™ Prevail™ 3/4/3 (3.4), 4/5/4, 5/6/5, 4/3, 5/4, 6/5	x			IUNIHT
	Certain™ XP 4/5, 5/6	x			IUNIHT
	EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG				
	MicroMiniplant™ 3.25	x			UNIHT
	Miniplant™ 3.25	x			UNIHT
	Osseotite™ 3.75, 4.0, 5.0, 6.0	x			UNIHT
	Osseotite™ XP 4/5, 5/6	x			UNIHT
	Standardabutment		x		GSH30
	Konisches Abutment		x		GSH30
	TG Hex Abutment		x		GSH30
	IOL Abutment		x		GSH30
	Low Profile Abutment		x		LPCTSH
Camlog	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG				
	Screw-line Implant 3.3	x			J4005.1601
	Screw-line/Root-line Implant 3.8, 4.3	x			J4005.1601
	Screw-line/Root-line Implantat 5.0, 6.0	x			J4005.2001
	D3.3/D3.8/D4.3 Abutmentniveau		x		J4005.1602
	D5/D6 Abutmentniveau		x		J4005.2002
	Vario SR Abutment D3.8/D4.3, D5/D6		x		J4005.2004
	CONOLOG D3.3, D3.8, D4.3 Implantatniveau	x			C4005.1601
	CONOLOG D5 Implantatniveau	x			C4005.2001
DENTSPLY Implants	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG				
	ANKYLOS® C/X 3.5, 4.5, 5.5, 7.0	k. A.			k. A.
	ANKYLOS® Balance Base Narrow Abutment Level D4.2		x	x	3105 6022
	ANKYLOS® Balance Base Narrow Abutment Level D5.5		x	x	3105 6022
	OsseoSpeed™/OsseoSpeed™ TX 3.0 – Gelb	x ²			24189
	OsseoSpeed™/OsseoSpeed™ TX 3.5, 4.0 – Türkis	x ²		x	24449
	OsseoSpeed™/OsseoSpeed™ TX 4.5, 5.0 – Lila	x ²		x	24209
	OsseoSpeed™ TX Profile 4.5, 5.0	x ²			24209
	OsseoSpeed™ 4.0 – Blau (vorherig)	x ²			22486
	20° UniAbutment 3.5/4.0, 4.5/5.0		x	x	22435
	45° UniAbutment 3.5/4.0, 4.5/5.0		x	x	22435
	XiVE® S 3.0	x		x	46-4304
	XiVE® S 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	x		x	46-4305
	XiVE® MP/TG 3.8, 4.5, 5.5		x	x	46-4300
	Frialit™ 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	x			46-4305
	EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG				
	IMZ TwinPlus D3.3 Abutmentniveau		x		51-1209
IMZ TwinPlus D4 Abutmentniveau		x		51-1208	

*** Hinweis:**

- Wir empfehlen Ihnen, die Schrauben-Bestellnummer zu kontrollieren.
- Bei ASTRA TECH Implant System – OsseoSpeed – nicht empfohlen auf Implantatniveau.
Alle Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Firmen.

Hersteller/ Unternehmen	Implantatsystem	Implantat- niveau	Abutment- niveau	Verfügbarkeit ATLANTIS™ ISUS Prothetikschraube Schraube	Bestellnummer des Herstellers/ Unternehmens ¹
Dyna	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG				
	D3	x			82ESO
	D3.6	x			31AS1
	Octa Lock D4	x			81AS0
	Octa Extension Level		x		82ESO
Keystone Dental	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG				
	PrimaConnex™ SD 3.3, 3.5	x			45060K
	PrimaConnex™ RD 4.0, 4.1	x			45060K
	PrimaConnex™ WD 5.0	x			45060K
	Genesis 3.8, 4.5, 5.5, 6.5	x			45060K
	Renova SDI	x			43116
	Renova RDI	x			43116
	STAGE 1RDS Abutmentniveau			x	S2408
	EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG				
	Restore™ SD 3.3, 3.4	x			R9203-34-48K
	Restore™ RD 3.75, 4.0	x			R9202-40-48K
	Restore™ WD 5.0, 5.5, 6.0	x			R9203-50-48K
	Abnehmbares Abutment			x	R9460-48K
	Nobel Biocare	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG			
NobelActive™ NP 3.5		x		x	36917
NobelActive™ RP 4.3, 5.0		x		x	36918
NobelReplace™ NP 3.5		x		x	36818
NobelReplace™ RP 4.3		x		x	29475
NobelReplace™ WP 5.0		x		x	29475
NobelReplace™ 6.0		x		x	29475
EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG					
Brånemark System™ NP 3.3		x			29282
Brånemark System™ RP 3.75, 4.0		x		x	29283
Brånemark System™ WP 5.0, 5.5		x			29284
Multi-Unit Abutment WP				x	29286
Standardabutment				x	32983
EsthetiCone Abutment				x	32981
Steri-Oss PME Abutment			x	2346	
Straumann	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG				
	Bone Level 3.3 NC (Narrow CrossFit™)	x		x	025.2900
	Bone Level 4.1, 4.8 RC (Regular CrossFit™)	x			025.4902
	Standard/Standard Plus 4.8 RN (Regular Neck)	x		x	048.356
	Standard/Standard Plus 4.8 WN (Wide Neck)	x		x	048.356
	EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG				
	Standard Plus 3.3 NN (Narrow Neck)	x			049.177
	Monotype mit 8°-Konus			x	048.350
	RN Abutment Level			x	048.350
	WN Abutment Level			x	048.350
	Bone Level Multi-Base Abutment D3.5, D4.5			x	025.0900-04
Bone Level Multi-Base Angled Abutment			x	025.0900-04	
Zimmer Dental	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG				
	Tapered Screw-Vent™ 3.5, 4.5, 5.7	x			MHLAS
	Screw Vent™ 3.3, 3.7, 4.5	x			MHLAS
	SwissPlus™ 4.8	x			GPCAS
	Advent D4.5	x			AVHLS
	EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG				
	Spline 3.25, 4,5 mm	x			1537
	Screw Vent™ TSI Abutment			x	TSF
	Tapered Abutment			x	SCTS
	Spectra Cone Abutment			x	SCTS
Spline Shouldered Abutment D4.5, 6.5			x	1621	

*** Hinweis:**

- Wir empfehlen Ihnen, die Schrauben-Bestellnummer zu kontrollieren.
- Bei ASTRA TECH Implant System – OsseoSpeed – nicht empfohlen auf Implantatniveau.
Alle Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Firmen.



ATLANTIS™ ISUS Lieferzeiten

ATLANTIS™ ISUS Implantat-Suprastrukturen stehen für eine Vielzahl von Implantatsystemen in Titan und Kobalt-Chrom zur Verfügung.

Mit dem Datum der Konstruktionsfreigabe bei ATLANTIS™ ISUS wird der Produktionsprozess gestartet. Wenn Ihre Bestellung bei ATLANTIS™ ISUS eingegangen und erfasst ist, wird Ihr ATLANTIS™ ISUS WebOrder-Konto mit den Lieferzeiten aktualisiert. Die Lieferzeiten können entsprechend dem gewählten Material variieren. Die Bearbeitungszeiten sind im Regelfall wie folgt:

ATLANTIS™ ISUS Produktionszeit in Arbeitstagen		
	Titan	Kobalt-Chrom
ATLANTIS™ ISUS Brücken	5	7
ATLANTIS™ ISUS Hybridstrukturen	5	7
ATLANTIS™ ISUS Stege	5	7
ATLANTIS™ ISUS 2in1	12	k. A.

Den Zeitpunkt der Rücksendung festlegen:

1. Wählen Sie Ihre Versandart und berechnen Sie die Anzahl der Tage, die es dauert, bis die Arbeitsunterlagen bei ATLANTIS™ ISUS in Hasselt / Belgien ankommen.
2. Addieren Sie die Tage, die für die Produktion der ATLANTIS™ ISUS Suprastruktur benötigt wird.
Der Produktionsprozess beginnt, wenn der Fall in der Produktion von ATLANTIS™ ISUS vor 12.00 Uhr eingegangen ist.
3. Nach Fertigstellung erfolgt die Auslieferung durch DENTSPLY Implantats zum nächsten Tag kostenfrei.

Wichtige Hinweise:

- Die Lieferzeiten sind nur einzuhalten, wenn Ihre Modelle inklusive Bestellformular bis mittags 12.00 Uhr bei ATLANTIS™ ISUS eingehen.
- Design-Freigaben sollen bis spätestens 18.00 Uhr des jeweiligen Tages erfolgen.
- Rückfragen zu Material oder sonstigen fehlenden Informationen sollten zeitnah beantwortet werden.
- Wochenenden und Feiertage gelten nicht als Arbeitstage.
- Fehlen Informationen in der Bestellung oder verzögert sich die Freigabe zur Produktion, hat dies eine Verlängerung der Produktionszeit zur Folge.

Beispiel:

Die Arbeitsunterlagen für eine ATLANTIS™ ISUS Brücke in Titan, wird bis Montag 12.00 Uhr angeliefert. Nachdem der ISUS-Designvorschlag zur Freigabe versendet wurde und die Freigabe zur Produktion am selben Tag bis 18.00 Uhr erfolgte, werden die Struktur und die von Ihnen angelieferten Arbeitsunterlagen am Freitag zurückgesendet.

Zusätzliche Informationen

Die **ATLANTIS™ ISUS Befestigungsschrauben** werden für die gängigen Implantatsysteme angeboten. Die Schrauben können zusammen mit der ATLANTIS™ ISUS Implantat-Suprastrukturen im ATLANTIS™ WebOrder und über das ATLANTIS™ ISUS Bestellformular bestellt werden.

Die ATLANTIS™ ISUS Implantat-Suprastrukturen sind immer mit den Befestigungsschrauben des jeweiligen Implantatsystems kompatibel. Wenn die ATLANTIS™ ISUS Befestigungsschraube nicht verfügbar ist, müssen die Schrauben beim Hersteller des Implantatsystems bestellt werden. Als Service sind alle Schrauben mit der Original-Referenznummer in der Übersicht zur Implantatkompatibilität aufgelistet. Wir empfehlen, die Bestellnummer zu überprüfen.

Beim Befestigen der Suprastruktur sollte stets das vom Implantathersteller empfohlene Drehmoment verwendet werden. Für die aktuellste Version der ATLANTIS™ ISUS Implantatkompatibilität und Lieferzeiten besuchen Sie www.atlantisdentsply.de oder Ihr ATLANTIS™ WebOrder-Konto (www.atlantisweborder.com).

